

# Grifo mezclador electrónico para lavabo BINOPTIC MIX 2

Ref. 484010E

A red, empotrado, llave de corte, L.240, Bluetooth®

PVP indicativo sin IVA España 2025: 0,00 €



## DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador electrónico para lavabo BINOPTIC MIX 2 - Ref. 484010E

Grifo mezclador electrónico para lavabo cromado para encastrar:  
Alimentación a red 230/6 V.  
Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo de la grifería.  
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.  
Aireador antical.  
Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).  
Grifería mural en acero inoxidable.  
Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.  
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.  
Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).  
Ajuste lateral de la temperatura con limitador de temperatura ajustable.  
Ajuste manual de la distancia de detección, de la descarga periódica y del lanzamiento del choque térmico.  
Versión Bluetooth® : configuración avanzada y descarga de datos de funcionamiento a través de la aplicación DELABIE Connect.  
Adaptado para PMR.  
Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador electrónico para lavabo BINOPTIC MIX 2 - Ref. 484010E

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Alimentación                 | A red 230/6 V              |
| Racor                        | M1/2"                      |
| Tecnología                   | Electrónica                |
| Longitud del caño            | 240 mm                     |
| Caudal                       | 3 l/min                    |
| Acabado                      | Cromado                    |
| Normativas y certificaciones | <b>ACS</b>                 |
| Garantía                     | <b>30 AÑOS</b><br>GARANTÍA |

## VENTAJAS



Ahorro máximo del 90% de agua



Higiene total: sin contacto manual



Descarga periódica antiproliferación bacteriana



Configuración y seguimiento facilitados

